


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Nf-Kb2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Numéro d'article: CM0026282



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NF- κ B2/p100/p52 humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation NF-kappa-B, de l'inflammation et de l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	NF- κ B2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF- κ B2; p49/p100; NF- κ B2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4791
ID du gène	4791
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 690-899 de NF- κ B2 humain (NP_002493.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00653
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace