


Nfasc Lapin Pab - O94856

Numéro d'article: CM0030834



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Neurofascine humaine (NFASC), une protéine d'adhésion cellulaire de 150 kDa. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en neurosciences sur l'élongation des neurites, le guidage axonal et la myélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFASC Lapin pAb
Remarques/Alias	NF; NRCAML; NEDCPMD; NFASC
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23114
GeneID	23114
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94856
Poids moléculaire	150kDa
Expédition	Sac de glace