


Nfatc2 Pab De Lapin - Q13469

Numéro d'article: CM0030417



Introduction

Le NFATC2 pAb de lapin est un anticorps polyclonal produit contre la protéine NFATC2 recombinante humaine, adapté pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Il détecte le NFATC2 (100 kDa) dans des échantillons humains, de souris et de rat et est idéal pour étudier la signalisation NFAT lors de l'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFATC2 pAb de lapin
Remarques / Alias	JCOSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4773
GeneID	4773
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la protéine NFATC2 humaine (NP_775114.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13469
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace