


Nfatc4 Pac Lapin Pour Wb Et Elisa - Q14934

Numéro d'article: CM0024542



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NFATC4 (NFAT3), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le NFATC4 humain et souris, un facteur de transcription impliqué dans le développement immunitaire, cardiaque et neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFATC4 pAc Lapin
Remarques/Alias	NFAT3; NF-AT3; NF-ATC4; NFATC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4776
GeneID	4776
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 560-710 du NFATC4 humain (NP_004545.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14934
Poids moléculaire	95kDa
Expédition	Sac de glace