

Ac Nfkb1 De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P19838

Numéro d'article: CM0015082



Introduction

Ac NFKB1 de lapin (p105/p50) pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte le NFKB1 humain, murin et de rat, un facteur de transcription clé dans l'inflammation et l'immunité. Idéal pour la recherche sur la signalisation et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac NFKB1 de lapin
Remarques/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4790
GeneID	4790
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 41-365 du NFKB1 humain (NP_001158884.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P19838
Poids moléculaire	105 kDa
Expédition	Sac de glace