


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfkb1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19838

Numéro d'article: CM0026003



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NFKB1 (P19838) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible le précurseur NF-κB p105 et la sous-unité p50, des régulateurs clés des réponses immunitaires et inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFKB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4790
GeneID	4790
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 41-365 de la protéine NFKB1 humaine (NP_001158884.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19838
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace