


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfs1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Numéro d'article: CM0018225



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la désulfurase de cystéine NFS1. Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à la recherche sur la biogenèse des amas fer-soufre et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	NFS1 pAb de lapin
Remarques/alias	IscS ; NIFS ; COXPD52 ; HUSSY-08 ; NFS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9054
GeneID	9054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 208-457 de la NFS1 humaine (NP_066923.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y697
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Poche de glace