

Ac Mab Nfya De Lapin Pour Wb, Ip, Ihc-P, Chip, Elisa - P23511

Numéro d'article: CM0011041



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre NFYA (NF-YA), validé pour WB, IP, IHC-P, ChIP et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études de transcription et de chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb NFYA de lapin
Remarques/Alias	HAP2; CBF-A; CBF-B; NF-YA
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4800
ID de gène	4800
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 262-332 de NFYA humain (NP_002496.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23511
Poids moléculaire	34kDa/37kDa
Expédition	Sac de glace