

Anticorps Polyclonal Ngef De Lapin Pour Wb, If/Cci - Q8N5V2

Numéro d'article: CM0021217

Introduction

Anticorps polyclonal NGEF de lapin validé pour Western blot, immunofluorescence/CCI et ELISA. Détecte les niveaux endogènes d'Ephexine-1 (NGEF) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur le guidage axonal et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NGEF Rabbit pAb
Remarques/Alias	EPHEXIN; ARHGEF27; NGEF
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	25791
ID du gène	25791
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 429-710 de la protéine NGEF humaine (NP_062824.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N5V2
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace