

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nitro-Tyrosine Pour Wb, Elisa

Numéro d'article: CM0000011

Introduction

Découvrez l'anticorps polyclonal de lapin anti-Nitro-Tyrosine, validé pour WB et ELISA, qui reconnaît les modifications de nitrotyrosine sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Nitro-Tyrosine
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la Nitro-Tyrosine
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace