

Nlrp1 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9C000

Numéro d'article: CM0019951



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NLRP1 humain (SWISS : Q9C000), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'immunité innée, l'inflammasome et la pyroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NLRP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NAC; JRRP; MSPC; AIADK; CARD7; CIDED; NALP1; SLEV1; DEFCAP; PP1044; VAMAS1; CLR17.1; DEFCAP-L/S; NLRP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22861
GeneID	22861
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1370-1473 du NLRP1 humain (NP_127497.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9C000
Poids moléculaire	166kDa
Expédition	Sac de glace