


Nlrp3 Ac Mab De Lapin - Q8R4B8

Numéro d'article: CM0007662



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NLRP3 pour échantillons de souris, adapté pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. NLRP3 est un capteur clé de l'inflammasome médiant la sécrétion d'IL-1 β et la pyroptose. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NLRP3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	114548
GeneID	216799
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de la NLRP3 de souris (NP_665826.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q8R4B8
Poids de la Protéine	118kDa
Expédition	Sac de glace