


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nlrp3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8R4B8

Numéro d'article: CM0022503



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NLRP3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les espèces humaine, souris et rat. Produit contre les acides aminés 1-93 de Nlrp3 de souris. Explorez les voies de l'inflammasome NLRP3 avec cette cible de 118 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NLRP3 pAb de lapin
Remarques/Alias	FCU ; MWS ; FCAS ; Cias1 ; Mmig1 ; NALP3 ; Pypaf1 ; Ail/AVP ; AGTAVPRL ; NLRP3
Espèce	Souris
GenelD (humain)	216799
GenelD	216799
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-93 de NLRP3 de souris (NP_665826.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8R4B8
Poids de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac de glace