


## Anticorps Polyclonal De Lapin Nlrp3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Numéro d'article: CM0026163



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NLRP3 de haute qualité pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le NLRP3 humain, de souris et de rat (~118 kDa). Idéal pour l'étude de l'activation de l'inflammasome, de la sécrétion d'IL-1 $\beta$  et des troubles auto-inflammatoires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | NLRP3 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias      | ALI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                       |
| ID de gène           | 114548                                                                                                                       |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-210 du NLRP3 humain (NP_004886.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS                | Q96P20                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 118 kDa                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                 |