


NlrX1 Lapin Pab - Q86Ut6

Numéro d'article: CM0026586



Introduction

NLRX1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IP, ELISA. Il détecte une protéine mitochondriale de 108kDa chez l'humain, la souris et le rat, et agit comme un régulateur négatif de l'immunité innée antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NLRX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; NLRX1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79671
ID de gène	79671
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 87-360 de NLRX1 humain (NP_078894.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86UT6
Poids moléculaire	108kDa
Expédition	Sac de glace