


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nm23 Pour Ihc-P Et Elisa - P15531 / P22392

Numéro d'article: CM0023973



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le nm23 humain (NME1/NME2) pour les applications IHC-P et ELISA. Détecte le nm23 humain et de rat. Convient pour la recherche sur la nucléoside diphosphate kinase, les métastases et la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	nm23 Lapin pAb
Remarques/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; nm23
Espèce	Humain
ID de gène	4830/4831
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-152 du nm23 humain (NP_000260.1/NP_002503.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P15531/P22392
Poids moléculaire	17kDa
Expédition	Sac de glace