

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nme1-Nme2 - Nme1-Nme2 Humain

Numéro d'article: CM0018492

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant NME1-NME2 humain (NMELV/NM23-LV). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour le développement de tests diagnostiques et les applications de recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-NME1-NME2
Remarques/Alias	NMELV ; NM23-LV ; NME1-NME2
Espèce	Humain
ID du gène	654364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 267 de NME1-NME2 humain (NP_001018146.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac réfrigérant