


Nme4 Lapin Pab - O00746

Numéro d'article: CM0028121



Introduction

NME4 Lapin pAb est un anticorps polyclonal dirigé contre le NME4 humain, adapté pour le WB et l'ELISA. Il réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat, et est précieux pour l'étude de la nucléoside diphosphate kinase mitochondriale et des fonctions de transfert des phospholipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NME4 Lapin pAb
Remarques/Alias	NDPK-D; NM23H4; nm23-H4; NME4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4833
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-187 du NME4 humain (NP_005000.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00746
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace