


Pab De Lapin Contre Yap1-S127 Non Phosphorylé Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46937

Numéro d'article: CM0020946



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant YAP1 non phosphorylé au niveau du Ser127 ; validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour les études de recherche sur la signalisation Hippo et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre YAP1-S127 non phosphorylé
Remarques / Alias	YAP ; YKI ; COB1 ; YAP2 ; YAP-1 ; YAP65 ; Non-phospho-YAP1-S127
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10413
GeneID	10413
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de YAP1 humain (NP_001123617.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46937
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace