

Nop10 Rabbit Pab - Q9Npe3

Numéro d'article: CM0021660



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NOP10 (sous-unité 3 de la ribonucléoprotéine H/ACA). Validé pour la WB et l'ELISA, réagit avec les protéines humaines et murines. Pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes et la maintenance des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOP10 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DKCB1 ; NOLA3 ; NOP10P ; NOP10
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55505
GeneID	55505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 64 de NOP10 humain (NP_061118.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9NPE3
Poids moléculaire de la protéine	8 kDa
Expédition	Pain de glace