

Anticorps Polyclonal (Pab) De Lapin Anti-Nop58 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

Numéro d'article: CM0027576



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NOP58 à haute spécificité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat ; idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes et les snoRNP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-NOP58
Remarques/Alias	NOP5 ; HSPC120 ; NOP5/NOP58 ; NOP58
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51602
ID de gène	51602
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-529 de la NOP58 humaine (NP_057018.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2X3
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace