

Notch3 Lapin Pab - Q9Um47

Numéro d'article: CM0026607



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NOTCH3 pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Notch, la détermination du destin cellulaire et les mécanismes de la maladie CADASIL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOTCH3 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4854
GeneID	4854
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1520-1640 du NOTCH3 humain (NP_000426.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UM47
Poids moléculaire	244kDa
Expédition	Sac de glace