

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nox5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ph1

Numéro d'article: CM0026535



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la NOX5 humaine, une NADPH oxydase dépendante du calcium. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la production de superoxyde, de la signalisation des ROS et de l'angiogenèse dans les cellules endothéliales et immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOX5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NOX5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79400
GeneID	79400
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 661-765 de la NOX5 humaine (NP_078781.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96PH1
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace