


Noxa1 Pab De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q86Ur1

Numéro d'article: CM0014030



Introduction

NOXA1 pAb de lapin est un anticorps polyclonal validé pour le Western blotting et l'ELISA, présentant une réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Il cible NOXA1, un activateur clé de la NADPH oxydase dans la production de ROS, soutenant les études sur le stress oxydatif, la défense de l'hôte et la transduction de signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOXA1 pAb de lapin
Remarques/Alias	p51NOX; NY-CO-31; SDCCAG31; NOXA1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10811
Identifiant de gène	10811
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86UR1
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace