


Anticorps Monoclonal De Lapin Nphp1 Pour Wb Et Elisa - O15259

Numéro d'article: CM0003835



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin NPHP1 adapté au Western blot (WB) et à l'ELISA. Reconnaît la néphrocystine-1 humaine, murine et rat, une protéine de ciliopathie impliquée dans la néphronophtisie et le développement rétinien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin NPHP1
Remarques/Alias	NPH1 ; JBTS4 ; SLSN1 ; NPHP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4867
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 463-732 de NPHP1 humain (NP_997064.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15259
Poids moléculaire protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace