


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nphp3 Pour Wb Et Elisa - Q7Z494

Numéro d'article: CM0025379



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NPHP3 humain (Néphrocystine-3), validé pour WB et ELISA. Immunogène recombinant (aa1-130). Réagit de manière croisée avec la souris. Pour la recherche sur les ciliopathies et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NPHP3
Remarques/Alias	MKS7 ; NPH3 ; RHPD ; RHPD1 ; SLSN3 ; CFAP31 ; NPHP3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	27031
GeneID	27031
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de NPHP3 humain (NP_694972.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z494
Poids protéique	151 kDa
Expédition	Sac de glace