

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Npm1 (B23, Npm) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06748

Numéro d'article: CM0020671



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine NPM1 (Nucléophosmine, B23). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes, la duplication des centrosomes et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-NPM1
Remarques/Alias	B23, NPM, NPM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4869
GeneID	4869
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 9-122 de la NPM1 humaine (NP_002511.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06748
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace