


Nppa Lapin Pab - P01160

Numéro d'article: CM0023410



Introduction

NPPA Lapin pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF-P et ELISA. Il reconnaît le NPPA humain (ANP) et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, ce qui le rend idéal pour la recherche cardiovasculaire et rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPPA Lapin pAb
Remarques/Alias	ANF ; ANP ; CDD ; CDP ; PND ; ATRFB6 ; ATRST2 ; CDD-ANF ; NPPA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4878
GeneID	4878
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-151 du NPPA humain (NP_006154.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01160
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace