


Npr3 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17342

Numéro d'article: CM0024259



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NPR3 humain (récepteur de clairance du peptide natriurétique). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour l'étude des voies de signalisation de la biologie cardiovasculaire et osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPR3 Lapin pAb
Remarques/Alias	NPRC ; ANP-C ; ANPRC ; BOMOS ; NPR-C ; ANPR-C ; GUCY2B ; C5orf23 ; NPR3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4883
ID du gène	4883
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-480 du NPR3 humain (NP_001191304.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17342
Poids protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace