


Nr5A2 Pab De Lapin Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 000482

Numéro d'article: CM0027438



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NR5A2 humain (LRH-1/FTF). Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol, le développement embryonnaire et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NR5A2 pAb de lapin
Remarques/Alias	B1F; CPF; FTF; B1F2; LRH1; LRH-1; FTZ-F1; hB1F-2; FTZ-F1beta; NR5A2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2494
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-541 de NR5A2 humain (NP_995582.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00482
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace