

Nrn1L Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - Q496H8

Numéro d'article: CM0021877

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) NRN1L de lapin pour WB et ELISA, validé pour humain, souris, rat. Anticorps dirigé contre la protéine de type neuritine de 18 kDa pour la recherche sur la membrane cellulaire et l'ancre GPI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NRN1L pAb de lapin
Remarques / Alias	UNQ2446; cpg15-2; MRCC2446; NRN1L
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	123904
Identifiant du gène	123904
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39 à 139 de la protéine NRN1L humaine (Q496H8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q496H8
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant