


Anticorps Polyclonal De Lapin Ntan1 Pour Wb Et Elisa - Q96Ab6

Numéro d'article: CM0013366



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NTAN1 humaine (PNAA/PNAD), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dégradation des protéines selon la règle de l'extrémité N.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NTAN1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PNAA ; PNAD ; NTAN1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	123803
GeneID	123803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-310 de la NTAN1 humaine (NP_775745.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AB6
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace