


Nthl1 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - P78549

Numéro d'article: CM0029716



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NTHL1 humaine, validé pour WB et ELISA.

Détecte une protéine de 34 kDa, idéal pour la recherche sur la réparation par excision de bases et les dommages oxydatifs de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NTHL1 pAb de lapin
Remarques / Alias	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1; NTHL1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	4913
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la NTHL1 humaine (NP_002519.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78549
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace