

Anticorps Polyclonal De Lapin Ntn5 Pour Wb Et Elisa - Q8Wtr8

Numéro d'article: CM0016633

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin NTN5 validé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la nétrine-5, une protéine sécrétée essentielle pour le positionnement des motoneurones. Détecte une bande d'environ 53 kDa. Q8WTR8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NTN5 Lapin pAb
Remarques/Alias	NTN5 ; nétrine-5
Espèce	Humain
GeneID	126147 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-489 de NTN5 humaine (NP_665806.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WTR8
Poids Moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace