

Nup107 Ac Mab - P57740

Numéro d'article: CM0002687



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Nup107 pour les applications Western Blot et ELISA. Reconnaît le Nup107 humain, une protéine de 106 kDa du complexe du pore nucléaire essentielle pour l'assemblage du NPC. Idéal pour la recherche en biologie cellulaire et en néphrogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Nup107 Ac mAb
Remarques/Alias	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; Nup107
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57122
GeneID	57122
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-800 du Nup107 humain (P57740)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P57740
Poids Protéique	106 kDa
Expédition	Sac de glace