

Nup133 Anticorps Polyclonal De Lapin - Q8Wum0

Numéro d'article: CM0026510



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NUP133 pour Western Blot (WB) et ELISA. Détecte la protéine humaine NUP133, une nucléoporine de 129 kDa impliquée dans l'exportation d'ARNm et la néphrogenèse. Idéal pour la recherche sur le complexe du pore nucléaire et le développement rénal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP133 Lapin pAb
Remarques/Alias	GAMOS8; NPHS18; hNUP133; NUP133
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55746
GeneID	55746
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 730-930 de la NUP133 humaine (NP_060700.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WUM0
Poids moléculaire	129kDa
Expédition	Sac de glace