

Anticorps Polyclonal De Lapin Nup153 Pour Wb Et Elisa - P49790

Numéro d'article: CM0029568



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine NUP153, une protéine du complexe de pores nucléaires. Convient pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le transport nucléocytoplasmique et les mécanismes d'intégration virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP153 Lapin pAb
Remarques/Alias	N153 ; HNUP153 ; NUP153
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9972
GeneID	9972
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350-450 de la protéine humaine NUP153 (NP_005115.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49790
Poids moléculaire de la protéine	154 kDa
Expédition	Sac de glace