

Anticorps Polyclonal De Lapin Nup160 Pour Wb, Elisa - Q12769

Numéro d'article: CM0014259



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NUP160 validé pour WB et ELISA. Cible la protéine du pore nucléaire humain Nup160 (162 kDa), un composant clé du complexe du pore nucléaire impliqué dans l'exportation des ARNm. Adapté à la recherche sur le transport nucléocytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP160 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NPHS19; NUP160
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23279
ID du gène	23279
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-150 de la NUP160 humaine (NP_056046.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12769
Poids de la protéine	162 kDa
Expédition	Sachet de glace