


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nup214 Pour Wb, Ip, Elisa - P35658

Numéro d'article: CM0029792



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NUP214 (SWISS P35658) validé pour WB, IP, ELISA. Cible la protéine Nup214 du complexe des pores nucléaires humains, impliquée dans le transport nucléocytoplasmique et le désassemblage de la capsid de l'adénovirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP214 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAN; CAIN; IIAE9
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8021
Immunogène	Peptide synthétique (aa 1251-1350 de NUP214 humain, NP_005076.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35658
Poids de la protéine	214kDa
Expédition	Sac de glace