


Anticorps Polyclonal De Lapin Nur77 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P22736

Numéro d'article: CM0016274



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine NUR77 (NR4A1) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation des récepteurs nucléaires, l'inflammation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUR77 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3164
GeneID	3164
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la protéine NUR77 humaine (NP_002126.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22736
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace