

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nxn Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Dkj4

Numéro d'article: CM0024019

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-NXN validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour les études sur la voie de signalisation Wnt et la régulation redox. Non conjugué, cible de 48 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NXN Lapin pAb
Remarques/Alias	NRX; RRS2; TRG-4; NXN
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	64359
ID de gène	64359
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-280 de la NXN humaine (NP_001192248.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6DKJ4
Poids moléculaire	48kDa
Expédition	Sac de glace