

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Occludine Pour Wb Et Elisa - Q16625

Numéro d'article: CM0013617



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Occludine humaine (UniProt Q16625). Adapté pour le WB et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les jonctions serrées et la perméabilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Occludine pAb de lapin
Remarques/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	100506658
GeneID	100506658
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-450 de l'Occludine humaine (NP_002529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16625
Poids moléculaire de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace