

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ogdhl Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uld0

Numéro d'article: CM0015803

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OGDHL validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte l'OGDHL humain, murin et de rat, une déshydrogénase mitochondriale du 2-oxoglutarate impliquée dans le cycle de l'ATC, l'inhibition de la prolifération cellulaire et l'apoptose. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OGDHL Rabbit pAb
Remarques/Alias	YOBELN ; OGDHL
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55753
GeneID	55753
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 110 de l'OGDHL humain (NP_060715.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9ULD0
Poids de la protéine	114 kDa
Expédition	Sac de glace