


Ogt Lapin Pab Pour Wb - O15294

Numéro d'article: CM0018886



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre OGT (O-GlcNAc transférase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Convient pour des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour des études métaboliques, épigénétiques et de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OGT Lapin pAb
Remarques / Alias	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8473
GeneID	8473
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-699 de l'OGT humain (NP_858058.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15294
Poids de la protéine	117kDa
Expédition	Sac de glace