

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oncostatine M Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13725

Numéro d'article: CM0026897



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'oncostatine M (OSM) humaine, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la signalisation des cytokines, la prolifération cellulaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Oncostatine M Lapin pAb
Remarques/Alias	OSM; Oncostatine M
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5008
GeneID	5008
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13725
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace