

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre L'orexine B Pour Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - O43612

Numéro d'article: CM0007205



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Orexine B/Hypocrétine-2 humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation neuropeptidique de l'alimentation, des cycles veille-sommeil et du métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre l'Orexine B
Remarques / Alias	OX ; PPOX ; NRCLP1 ; Orexin B
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	3060
Identifiant du gène	3060
Immunogène	Protéine recombinante de l'Orexine B/Hypocrétine-2 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O43612
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace