

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myc2 D'oryza Sativa Pour Wb Et Elisa - Myc2

Numéro d'article: CM0019839

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine recombinante MYC2 d'Oryza sativa, validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Idéal pour la recherche végétale et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-MYC2
Espèce	Oryza sativa
Immunogène	Protéine recombinante de MYC2 d'Oryza sativa
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
Expédition	Sac de glace