

Osarf23 Pab De Lapin - Osarf23

Numéro d'article: CM0020178

Introduction

OsARF23 pAb de lapin est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine recombinante OsARF23 (*Oryza sativa*). Validé pour WB et ELISA, il détecte spécifiquement OsARF23 (~94 kDa) dans des échantillons de riz.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsARF23 pAb de lapin
Remarques / Alias	arf1; ARF23; OsARF1; OsARF23
Espèce	<i>Oryza sativa</i>
ID du gène	4350610
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-800 d'OsARF23 d' <i>Oryza sativa</i> . (Q2R3F5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	<i>Oryza sativa</i>
Poids de la protéine	94 kDa
Expédition	Sac de glace