

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Osgi (Pab) - Q0Jq44

Numéro d'article: CM0019043

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OsGI (GI) chez *Oryza sativa*. Validé pour WB et ELISA, avec un poids moléculaire prédit de 127 kDa. Idéal pour les études de biologie végétale et de recherche agricole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsGI pAb de lapin
Remarques/Alias	GI ; OsGI
Espèce	<i>Oryza sativa</i>
ID du gène	4325329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 820-1090 de l'OsGI d' <i>Oryza sativa</i> (Q9AWL7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0JQ44
Poids de la protéine	127 kDa
Expédition	Sac de glace