

Anticorps Polyclonal De Lapin Osgsr1 Pour Wb Et Elisa - Q53An3

Numéro d'article: CM0021721

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Osgsr1 de riz (Q53AN3). Adapté pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec Oryza sativa. Immunogène : protéine recombinante. Poids moléculaire prédit : 11 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Osgsr1 pAb de lapin
Remarques / Alias	Gsr1 ; OJ1001_B06.38 ; Osgsr1
Espèce	Oryza sativa
Identifiant de gène	4340712
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'Osgsr1 d'Oryza sativa. (Q53AN3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q53AN3
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace